

**Termopar de unin expuesta de calibre fino IEC
con aislamiento PFA (conductores de 0,076 mm) -
Tipo K - Longitud de 2 m**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Termopar tipo K. Respuesta rpida, unin expuesta soldada disponible con colas desnudas. Ideal para aplicaciones de prueba y desarrollo.

Caractersticas tcnicas

Specifications

Product Code	XE-3511-001
General Description	Fast response, welded tip exposed junction
Sensor Type	Exposed Junction
Thermocouple Type	K IEC
Cable Length	2M
Cable Type	Teflon® PFA insulated wires
Core / Strands	0.003" (0.076mm) conductors
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	260°C
Min. Temperature	-75°C
Standards Met	IEC-584-3
Series	Exposed Junctions