

Termopar con aislamiento mineral ANSI - Tipo K con enchufe en miniatura - 1,0 mm x 150 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a ISO17025 estándares de calibración (UKAS), Labfacility ofrece una opción de calibración trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalación de calibración interna.

Tenga en cuenta que si agrega una opción de calibración a su pedido, se comunicará con usted con respecto a la información de entrega.

Características técnicas**Specifications**

Product Code	XE-3010-001
Thermocouple Type	K
Thermocouple Junction	Hot junction insulated from sheath
Probe Diameter	1.0mm
Probe Length	150mm
Sheath Material	Stainless steel 310 sheath
Termination Type	Miniature Plug
Max. Temperature	750°C
Standards Met	AMSI
Series	Mineral Insulated