

## **Termopar con aislamiento mineral ANSI - Tipo K con enchufe en miniatura - 1,5 mm x 1000 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Necesita calibrar su sensor de temperatura?**

Trazable a ISO17025 estándares de calibración (UKAS), Labfacility ofrece una opción de calibración trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalación de calibración interna.

Tenga en cuenta que si agrega una opción de calibración a su pedido, se comunicará con usted con respecto a la información de entrega.

**Características técnicas****Specifications**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Product Code</b>          | XE-3014-001                        |
| <b>Thermocouple Type</b>     | K                                  |
| <b>Thermocouple Junction</b> | Hot junction insulated from sheath |
| <b>Probe Diameter</b>        | 1.5mm                              |
| <b>Probe Length</b>          | 1000mm                             |
| <b>Sheath Material</b>       | Stainless steel 310 sheath         |
| <b>Termination Type</b>      | Miniature Plug                     |
| <b>Max. Temperature</b>      | 1100°C                             |
| <b>Standards Met</b>         | ANSI                               |