

## Sonda de penetracin de acero inoxidable de mano - Tipo T ANSI 6.0mm x 300mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonda de penetracin de acero inoxidable 316 con punta puntiaguda para la medicin de temperatura lquida y semislida. Consta de un asa, un cable en espiral de 2 metros y un mini enchufe.

### **Necesita calibrar su sensor de temperatura?**

Trazable a los estndares de calibracin ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece una opcin de calibracin trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalacin de calibracin interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y + 200 C.

**Tenga en cuenta que si agrega una opcin de calibracin a su pedido, se comunicar con usted con respecto a la informacin de entrega.**

### **Caractersticas tcnicas**

## **Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-3872-001
<b>General Description</b>	Penetration Probe with a pointed tip
<b>Sensor Type</b>	T ANSI
<b>Probe Diameter</b>	6.0mm
<b>Probe Length</b>	300mm
<b>Cable Length</b>	2m
<b>Cable Termination</b>	Miniature Plug
<b>Max. Temperature</b>	+400°C