

**Sonda de penetracin de acero inoxidable de
mano - Tipo T JIS 1,6 mm x 60 mm**

Image
Coming
Soon

Sonda de penetracin de acero inoxidable 316 con punta puntiaguda para la medicin de temperatura lquida y semislida. Consta de un asa, un cable en espiral de 2 metros y un mini enchufe.

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a los estndares de calibracin ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece una opcin de calibracin trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalacin de calibracin interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y + 200 C.

Tenga en cuenta que si agrega una opcin de calibracin a su pedido, se comunicar con usted con respecto a la informacin de entrega.

Caractersticas tcnicas

Specifications

Product Code	XE-3880-001
General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Sensor Type	T JIS
Probe Diameter	1.6mm
Probe Length	60mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	+400°C