

Toallitas desinfectantes de sonda (la marca puede variar). Paquete de 200



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Tenga en cuenta: El empaque / marca puede variar - El artículo no se mantiene en stock para garantizar la frescura al realizar el pedido. Los plazos de entrega cortos y las variaciones pueden aplicarse debido a la disponibilidad. Nuestro equipo de ventas confirmará antes del envío.

Las toallitas desinfectantes para sondas son eficaces contra el 99,9% de las bacterias grampositivas y gramnegativas, así como contra la mayoría de los virus, hongos y otros microorganismos, incluidas las esporas. Están pre-dosificadas con una formulación activa dual ideal para proporcionar un control eficaz de infecciones y prevenir la contaminación cruzada de sondas y utensilios.

Áreas de uso:

Diseñadas para la desinfección de pequeñas superficies, las toallitas desinfectantes Pal Probe son ideales para su uso en entornos alimentarios en sondas de temperatura y utensilios pequeños. También son adecuados para su uso en laboratorios y entornos clínicos.

Baera de bolsillo (tamaños de sonda: 130 x 125 mm)

Cantidad por paquete - 200

Tamaño de la baera: 85 mm de diámetro x 170 mm de altura.

Dúcil

La dosificación controlada garantiza una desinfección eficaz para cada uso.

Reduce el riesgo de contaminación cruzada.

La toallita de color azul es fácilmente visible en entornos de preparación de alimentos.

Conveniente

Reemplaza la necesidad de lavar continuamente las sondas y los utensilios.

Práctico paquete de bolsillo que cabe en la toalla de chef o en el cajón de utensilios.

Rápido de usar y fácil de usar.

Rentable

Ahorra un tiempo valioso y reduce la necesidad de múltiples sondas y utensilios.

(Utilice los biocidas de forma segura. Siempre lea la etiqueta y la hoja de información del producto antes de usarlo).

Specifications

Product Code	XE-6500-001
---------------------	-------------