

Cabeza de terminal de tapa articulada KNP



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Existen muchos tipos alternativos de cabezas terminales disponibles para satisfacer los requisitos de diversas aplicaciones.

Existen variaciones en tamaño, material, acomodación, resistencia al medio, resistencia al fuego o incluso a la explosión y en otros parámetros.

La cabeza de terminal articulada KNP es una carcasa de aluminio pintada de plata diseñada para proteger las conexiones eléctricas, especialmente para sensores de temperatura y transmisores en entornos industriales. Su diseño de tapa articulada proporciona un fácil acceso para el mantenimiento e instalación.

Especificaciones

Specifications

Head Type	KNP Hinged Lid Terminal Head
Material	Aluminium Silver Painted
Cable Entry	M20 x 1.5mm
Fixing (Centres)	33mm & 40mm
Max. Temperature	170°C
IP Rating	IP67 rated
Process Entry	1/2" BSPP and 3/4" BSPP
Cap Retaining Type	Hinged Cap