

Sonda de temperatura de punta de aguja de barbacoa / comida de fácil agarre

Optional Digital Thermometers



GM1312 General
Purpose Digital
Thermometer
(Type K,J,T,E,N,R/S)



Industrial
Thermometer
Therna 1
(Type K)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

La sonda de temperatura de punta de aguja para barbacoa y alimentos Easy Grip ofrece lecturas rpidas y precisas para carnes, aves, pescados y alimentos delicados, sin dejar grandes marcas de perforacin. Con un mango antimicrobiano ergonmico Easy Grip y una durabilidad con clasificacin IP67, es la herramienta perfecta para pitmasters, chefs, equipos de catering y cocinas ocupadas que valoran la higiene, la velocidad y la comodidad.

Caractersticas clave para barbacoa y servicio de alimentos

Ideal para uso en alimentos y barbacoa: la punta de aguja delgada y precisa lee expertamente pechugas gruesas, pollo, cerdo y mariscos con un dao mnimo en los tejidos.

Mango higinico de fcil agarre: la proteccin antimicrobiana incorporada ayuda a limitar la contaminacin cruzada en patios traseros, barbacoas de competencia, eventos de catering y cocinas serias.

Resistente e impermeable (clasificacin IP67): Hermtico al polvo y resistente contra grasa, derrames e inmersin breve: lvvelo con confianza a parrillas, ahumadores y lneas de coccin comerciales.

Durabilidad comprobada: probado con torque y traccin para soportar un uso intenso y repetido en entornos exigentes de preparacin de alimentos.

Flexible y resistente a enredos: Cable de poliuretano rizado de 2 m con un conector IEC moldeado que garantiza un manejo sin problemas alrededor de las reas de preparacin y coccin.

Por qu los asadores y profesionales de catering lo eligen

Velocidad y precisin: La aguja afilada se sumerge rpidamente en los cortes ms gruesos, ideal para pechuga, costillas y pollos enteros.

Limpio y confiable: El mango ergonmico Easy Grip soporta largas sesiones de coccin mientras se mantiene libre de acumulacin de bacterias en la superficie.

Construido para el calor y el desorden: desde el humo y las gotas hasta las zonas de salpicaduras, esta sonda lo soporta todo.

Comodidad que dura: Fcil de sostener, incluso durante competencias largas o servicios vacacionales consecutivos.

Verstil para todos los entornos: Igualmente valioso en barbacoas domsticas, circuitos de competencia, camiones de catering y cocinas de restaurantes.

Caractersticas tcnicas

Specifications

General Description	Stainless-steel, mineral-insulated needle tip with Easy Grip antimicrobial handle for a safe, rugged design
Sensor Type	Available in Type K or Type T thermocouple, or PRT (bare wire IEC/PRT options)

Probe Length	100 mm, 1.5 mm precision needle—ideal for internal temperature checks in meats and delicate foods
Cable Length	2 m curly lead (extended) for reach and flexibility
Max. Temperature	Type K: 1100°C / Type T: 400°C / PRT: 260°C
Min. Temperature	-50°C