


Panel de aluminio con conector termopar y tomas miniatura ANSI tipo K - 3 vas



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Paneles de conectores de termopar miniatura preensamblados

Un conjunto de panel horizontal en miniatura preensamblado diseñado para usarse con termopares o cables con conectores en miniatura. Robusto y perfecto para montarse en salas de control, bancadas de pruebas, aplicaciones de laboratorio, salas de control y ms. Admiten cdigos de calibracin como K, J, T con conectores rpidos y pueden acomodar circuitos de 1 a 24 vas, con un rango mximo de temperatura de hasta +120C.

Suministrado previamente equipado con

[vasos de fascia miniatura](#)

Circuito de 3 vas

Calibracin ANSI Tipo K disponible

Temperatura mxima 120C

Aplicaciones tpicas

OEMs

Constructores de paneles de instrumentacin

Salas de control

Bancos de pruebas y patines

Specifications

Product Code	XE-7441-001
Thermocouple Type	K ANSI
Number of Ways	3 Way
Connector Size	Miniature
Connector Type	Fascia Mounting Socket
Colour	Yellow
Dimensions	H45mm x W70mm
Max. Temperature	120°C
+Positive Contact	Nickel Chromium



-Negative Contact	Nickel Alloy
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS