

Panel de aluminio para conector de termopar con sockets miniatura ANSI tipo T - 12 vas



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Paneles de conectores de termopar miniatura preensamblados

Un conjunto de panel horizontal en miniatura preensamblado diseñado para usarse con termopares o cables con tapones en miniatura. Robusto y perfecto para montarse en salas de control, bancadas de pruebas, aplicaciones de laboratorio, salas de control y ms. Admiten cdigos de calibracin como K, J, T con conectores rpidos y pueden acomodar circuitos de 1 a 24 vas, con un rango mximo de temperatura de hasta +120C.

Suministrado previamente equipado con

[vasos de fascia miniatura](#)

Circuito de 12 vas

Calibracin ANSI tipo T

Temperatura mxima 120C

Aplicaciones tpicas

OEMs

Constructores de paneles de instrumentacin

Salas de control

Bancos de pruebas y patines

Specifications

Product Code	XE-7551-001
Thermocouple Type	T ANSI
Number of Ways	12 Way
Connector Size	Miniature
Connector Type	Fascia Mounting Socket
Colour	Blue
Dimensions	H45mm x W205mm
Max. Temperature	120°C
+Positive Contact	Copper



-Negative Contact	Copper Nickel
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS