

Panel de aluminio para conector termopar con enchufes estndar ANSI tipo J - 12 vas



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Paneles de conectores estándar de termopar preensamblados

Un conjunto estándar de panel horizontal preensamblado diseñado para usarse con termopares o cables con tapones estándar. Robusto y perfecto para montarse en salas de control, bancadas de pruebas, aplicaciones de laboratorio, salas de control y más. Admiten códigos de calibración como K, J, T con conectores rápidos y pueden acomodar circuitos de 1 a 24 vas, con un rango máximo de temperatura de hasta +120C.

Suministrado previamente equipado con

[vasos estándar de fascia](#)

Circuito de 12 vas

Calibración ANSI tipo J

Temperatura máxima 120C

Aplicaciones típicas

OEMs

Constructores de paneles de instrumentación

Salas de control

Bancos de pruebas y patines

Specifications

Product Code	XE-7473-001
General Description	Accepts standard round pin plug connector. Nylon clip for quick, simple fixing to panel.
Thermocouple Type	J ANSI
Number of Ways	12 Way
Connector Size	Standard
Connector Type	Fascia Mounting Socket
Colour	Black
Dimensions	H66mm x W259mm



Max. Temperature	120°C
+Positive Contact	Iron
-Negative Contact	Copper Nickel
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS