



Sensor RTD de montaje en superficie con enchufe miniatura de 3 pines: 1 m de longitud



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un sensor de temperatura RTD atornillado con una carcasa de aluminio para una respuesta trmica rpida y una lengeta con orificio de montaje de 3 mm para facilitar el montaje, completo con un cable y colas de PFA.

El sensor se puede cementar, pegar, atornillar o atornillar en la mayora de las superficies planas.

Tiene un sensor Pt100 Clase A de serie con sensor Pt1000 opcional y longitudes de cable para adaptarse, as como opciones de conectores no estndar, como el enchufe Lemo, para adaptarse a su aplicacin.

Caractersticas tcnicas

Specifications

Product Code	XE-7703-001
General Description	RTD-830 style - Stripped 75mm tails as standard
Termination Type	Miniature 3-PIN Plug
Max. Temperature	230°C
Min. Temperature	-50°C
Tolerance	Class A
Length	1M Lead
Number of Wires	4 wire or 3 wire with connector
Series	Bolt on RTD