


## Sensor RTD de montaje en superficie sin enchufe - 1 m de longitud



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un sensor de temperatura RTD atornillado con una carcasa de aluminio para una respuesta trmica rpida y una lengeta con orificio de montaje de 3 mm para facilitar el montaje, completo con un cable y colas de PFA.

El sensor se puede cementar, pegar, atornillar o atornillar en la mayora de las superficies planas.

Tiene un sensor Pt100 Clase A de serie con sensor Pt1000 opcional y longitudes de cable para adaptarse, as como opciones de conectores no estndar, como el enchufe Lemo, para adaptarse a su aplicacin.

### Caractersticas tcnicas

## Specifications

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Product Code        | XE-7700-001                                     |
| General Description | RTD-830 style - Stripped 75mm tails as standard |
| Termination Type    | Bare Tails                                      |
| Max. Temperature    | 230°C                                           |
| Min. Temperature    | -50°C                                           |
| Tolerance           | Class A                                         |
| Length              | 1M Lead                                         |
| Number of Wires     | 4 wire                                          |
| Series              | Bolt on RTD                                     |