

## Superficie de abrazadera de tubera Pt100 RTD estilo Jubilee con plomo PFA - 13-20mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un sensor de temperatura superficial con un rango de medicion de -50 a +250C con un termmetro de resistencia Pt100 clase A de 4 hilos (RTD).

Disponible en cuatro tamaos con clip jubilee ajustable para ajustarse a dimetros de tubera de 13-20mm, 20-32mm, 30-45mm y 40-55mm.

Diseado para instalarse fcilmente para un contacto robusto de abrazadera con tuberas o superficies redondas de varios dimetros.

Con un cable flexible aislado PFA de 2 metros y colas peladas.

Termmetro de resistencia de 4 hilos Pt100 RTD clase A segn IEC 751

Temperatura del sensor de -50 a +250C

Ajustable para adaptarse a dimetros de tubera 13-20mm, 20-32mm, 30-45mm y 40-55mm

### **Especificaciones**

## **Specifications**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Product Code</b>      | XE-7790-001    |
| <b>Sensor Type</b>       | Pt100          |
| <b>Cable Length</b>      | 2M             |
| <b>Cable Type</b>        | PFA            |
| <b>Cable Termination</b> | Stripped wires |
| <b>Max. Temperature</b>  | 250°C          |
| <b>Min. Temperature</b>  | -50°C          |
| <b>Tolerance</b>         | Class A        |
| <b>Number of Wires</b>   | 4 wire         |