

Superficie de abrazadera de tubera Pt100 RTD estilo Jubilee con plomo PFA - 20-32mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un sensor de temperatura superficial con un rango de medicin de -50 a +250C con un termmetro de resistencia Pt100 clase A de 4 hilos (RTD).

Disponible en cuatro tamaos con clip jubilee ajustable para ajustarse a dimetros de tubera de 13-20mm, 20-32mm, 30-45mm y 40-55mm.

Diseado para instalarse fcilmente para un contacto robusto de abrazadera con tuberass o superficies redondas de varios dimetros.

Con un cable flexible aislado PFA de 2 metros y colas peladas.

Termmetro de resistencia de 4 hilos Pt100 RTD clase A segn IEC 751

Temperatura del sensor de -50 a +250C

Ajustable para adaptarse a dimetros de tubera 13-20mm, 20-32mm, 30-45mm y 40-55mm

Especificaciones

Specifications

Product Code	XE-7791-001
Sensor Type	Pt100
Cable Length	2M
Cable Type	PFA
Cable Termination	Stripped wires
Max. Temperature	250°C
Min. Temperature	-50°C
Tolerance	Class A
Number of Wires	4 wire