

**Termopar de unin expuesta IEC aislante con va  
fina aislante (conductores de 0,076 mm) - Tipo K -  
longitud de 300 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Termopar tipo K. Respuesta rpida, unin expuesta soldada disponible con colas desnudas. Ideal para aplicaciones de prueba y desarrollo.

**Especificaciones****Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-0453-001
<b>General Description</b>	Fast response, welded tip exposed junction
<b>Sensor Type</b>	Exposed Junction
<b>Thermocouple Type</b>	K IEC
<b>Cable Length</b>	300mm
<b>Cable Type</b>	Teflon® PFA insulated wires
<b>Core / Strands</b>	0.003" (0.076mm) conductors
<b>Termination Type</b>	Bare Tails
<b>Max. Temperature</b>	260°C
<b>Min. Temperature</b>	-75°C
<b>Standards Met</b>	IEC-584-3
<b>Series</b>	Exposed Junctions