

## Sonometro digital WT9055



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

El medidor de sonido digital WT9055 es novedoso, pequeño y portátil. El dispositivo es aplicable para la medición de entornos de fábrica, control de calidad, prevención de la salud y diversos ruidos ambientales, incluyendo oficinas, rutas de transporte, equipos de sonido y muchos más.

Medición del nivel sonoro (dBA)

MIN / MAX / Valor de corriente de bloqueo

Almacenamiento de datos

Función de retroiluminación LCD

Apagado manual / automático

Alarma de retroiluminación

El software para estos productos se puede descargar siguiendo

[este enlace](#)

### Especificaciones

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4157-001
<b>Model</b>	WT9055
<b>Type</b>	Sound Level Meter
<b>Accuracy</b>	+/- 1.5dB
<b>Resolution</b>	0.1dB(A)
<b>Battery</b>	3 x 1.5V AAA
<b>Dimensions</b>	53.4mm x 31.4mm x 131.7mm
<b>Working Temperature</b>	0-40°C
<b>Operating Humidity</b>	10-80% RH
<b>Weight</b>	96.38g
<b>Storage Temperature</b>	10-60°C
<b>Measuring range</b>	35-130dB (A)



# LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

**Important Information**

Frequency response: 31.5Hz - 8KHz