

Micro Termometro de Bolsillo - Blanco



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Termmetro de lectura instantnea en miniatura

Diseo compacto, perfecto para los bolsillos de los chefs

Transporte sin esfuerzo durante los controles de lnea

Punta reducida para una respuesta ms rpida

Rango de temperatura: -50 a 150 C

Resistente al agua IP65

Diseado para la velocidad y la comodidad

Este termmetro de lectura instantnea en miniatura est diseado para mediciones rpidas y convenientes sobre la marcha. Ya sea que se asegure de que los alimentos estn calientes para servirlos o realice controles de almacenamiento de alimentos, el termmetro de bolsillo Micro siempre estar a su lado. Con solo 124 mm de largo, cabe fcilmente en un bolsillo, lo que lo convierte en el compaero ideal para los chefs ocupados que no pueden permitirse perder el tiempo buscando su termmetro durante las horas punta.

Temperaturas HACCP cubiertas

Con un rango de temperatura de -50 a 150 C, este termmetro satisface todas las necesidades de seguridad alimentaria, incluido el almacenamiento de alimentos refrigerados y el servicio de alimentos calientes. Con una precisin de 0,5 C (entre -10 y 100 C), le da confianza en sus lecturas.

Caractersticas tcnicas

Specifications

Product Code	XE-4202-001
Accuracy	+/-0.5°C (-10 to 100°C), otherwise 1.0°C
Resolution	0.1°C
Air Temp: Range	-50°C to 150°C
Battery	1 x 3 volt CR1632
Colour	White
Dimensions	22 x 27 x 124 mm
Display Type	13 x 9mm LCD
Automatic Shutdown	Auto off after 5 minutes
Power Consumption	2000 hours battery life
Standards Met	IP65



Construction	ABS plastic includes Biomaster product protection
--------------	---