

Registrador de datos de temperatura USB ThermaPod



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Descargas de datos rpidas y sin software

Ideal para el almacenamiento y el transporte

Registra hasta 7.500 lecturas

A prueba de salpicaduras segn IP65

Rango de temperatura de -20 a 85 C

Registro automatizado de la temperatura

Automatice el monitoreo de la temperatura ambiente de manera asequible con el registrador USB ThermoPod. Con un rango de -20 a 85 C, es ideal para monitorear las condiciones de almacenamiento de artculos refrigerados como alimentos y productos farmacuticos o la temperatura ambiente en habitaciones, almacenes y zoolgicos.

Al no requerir descarga de software, es perfecto para procesos como el transporte. Los usuarios pueden generar un informe en PDF al instante a su llegada, lo que permite una confirmacin rpida sobre si los productos deben aceptarse o rechazarse.

Fcil de configurar

Programa sus intervalos establecidos fcilmente con dos botones a cada lado de la pantalla. Elija de 6 a 255 minutos.

El LED parpadea en verde durante la grabacin. El registrador puede almacenar hasta 7.500 lecturas.

Caractersticas tcnicas

Specifications

Product Code	XE-4204-001
Accuracy	+/-0.5°C (-10 to 70°C) otherwise +/-1°C
Readings	7,500 memory
Resolution	0.1°C
Logging Interval	6 seconds to 255 minutes
Battery	3 volt CR2032 lithium coin cell
Colour	White
Dimensions	14.5 x 26 x 76 mm
Automatic Shutdown	Auto off after 30 seconds
Max. Temperature	85°C
Min. Temperature	-25°C



Weight	26 grams
Power Consumption	1000 hours battery life
Standards Met	IP65