


## Kit de termopar de uso general IEC tipo K con mango de sonda



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**El kit consta de:**

- 1 x Termómetro digital de uso general GM1312 (K, J, T, E, N, R / S)
- 1 x Mango de sonda de termómetro intercambiable Tipo K IEC
- 1 x Estuche de transporte

**Viene con 3 termopares IEC tipo K con enchufes en miniatura y 1 unin expuesta IEC tipo K.**

Termopar de uso general de 3 mm x 110 mm con enchufe en miniatura

Termopar de sonda de aire de 4 mm x 120 mm con enchufe tipo miniatura

Termopar de punta de aguja de 3,3 mm x 115 mm con enchufe en miniatura

Termopar de unin expuesta con enchufe en miniatura

**Características técnicas**

**GM1312 Termómetro digital de uso general (K, J, T, E, N, R / S)**

Resolución: 0,1 C o 0,1 F

Precisión: 0,4 C 1%

-200 C a 1372 C (tipo K)

Humedad relativa: 0-70% HR

**Mango de sonda de termómetro intercambiable Tipo K IEC**

Incorpora un zcalo de termopar en miniatura

Permite una fácil conexión de las sondas

**Termopar de uso general con enchufe en miniatura tipo K IEC**

3,0 mm x 110 mm

Rango de temperatura de la sonda -40 C a +1100 C.

**Termopar de sonda de aire con enchufe tipo miniatura tipo K IEC**

4,0 mm x 120 mm

Temperatura mxima 250 C

**Termopar de punta de aguja con enchufe en miniatura tipo K IEC**

3,3 mm x 115 mm

Rango de temperatura de la sonda: -50 C a +260 C

**Termopar de unin expuesta con enchufe en miniatura tipo K IEC**

Conductores de 1 / 0,3 mm de longitud de 1 m.

Clasificacin de aislamiento -75 C a 260 C

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-0037-001
---------------------	-------------