


Sonda de temperatura de punta de aguja ANSI K - 3,3 x 110mm con Mini Plug



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Esta sonda de temperatura con punta de aguja (3,3 110 mm) con mini plug est diseada para una medicin rpida y precisa de la temperatura en materiales blandos y semislidos. La punta fina de la aguja de acero inoxidable proporciona una respuesta rpida y permite una insercin fcil con mnima perturbacin de la muestra. Resistente y verstil, es adecuado para anlisis de alimentos, trabajos de laboratorio y una amplia variedad de aplicaciones de uso general.

Caractersticas tcnicas

Specifications

Product Code	XE-0043-001
General Description	Needle Tip
Thermocouple Type	ANSI
Probe Diameter	3.3mm
Probe Length	110mm
Termination Type	Miniature Plug
Max. Temperature	260°C
Min. Temperature	-50°C
Standards Met	ANSI Type K
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Yellow