


Sonda de temperatura de la punta de aire ANSI K 4 x 110 mm con Mini Plug



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Esta sonda de temperatura en la punta de aire (4 110 mm) con mini tapn est diseada para medir de forma rpida y precisa las temperaturas del aire y el gas. Su diseo perforado o con punta expuesta permite un excelente flujo de aire alrededor del sensor, proporcionando tiempos de respuesta rpidos y lecturas estables. Robusto y verstil, es ideal para pruebas de HVAC, monitorizacin ambiental y una amplia gama de aplicaciones de laboratorio o industrias.

Caractersticas tcnicas

Specifications

Product Code	XE-0042-001
General Description	Air Tip Probe
Thermocouple Type	ANSI
Probe Diameter	4mm
Probe Length	110mm
Termination Type	Miniature Plug
Max. Temperature	250°C
Standards Met	ANSI Type K
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Yellow