

## Termometro in almbriico BF con Wi-Fi y Bluetooth



### Cook With Confidence, Not Constraint



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Opciones de Sonda nica (BF70) o Doble Sonda (BF80). Impermeable y resistente al calor.

Este termmetro inalmblico BF80 tiene dos sondas de acero inoxidable separadas para medir dos alimentos simultneamente y mejorar la eficiencia de la coccin a la barbacoa. Sus sondas resistentes al calor se adaptan a hornos y parrillas, y puedes enjuagarlas con agua fra despues de que se enfren completamente tras la coccin. La versin BF70 tiene las mismas caractersticas con una sola sonda.

Conexin inalmblica dual. Como sonda de termmetro multifuncional para barbacoa, est construido con dos mdulos inalmblicos: Wi-Fi de 2,4 GHz permite una supervisin remota ilimitada sin importar lo lejos que ests de las cocinas, mientras que el Bluetooth 5.4 mejorado ofrece cobertura de seal constante hasta 150 metros. Este prtico termmetro de sonda para carne te mantiene informado del estado de coccin de forma flexible tanto en interiores como en exteriores.

Pantalla de 150 y chip TI Preciso. Equipado con una pantalla panormica de visin panormica de 150 y un chip TI de alto rendimiento, esta base inteligente inalmblica de termmetro de carne ofrece lecturas de temperatura ultraestables y precisas para la parrilla y la horneada. Divide la pantalla para mostrar calor ambiente y temperatura preestablecida, permitiendo un simple funcionamiento tctil sin conexin sin necesidad de telfono.

Gestin personalizada de APP. Puedes personalizar completamente las temperaturas de los objetivos de carne a travs de la APP exclusiva correspondiente de este termmetro inalmblico BF. El sistema genera automticamente mapas visualizados de seguimiento de temperatura para guardar tus registros de cocina, ayudndote a perfeccionar tus habilidades culinarias y optimizar las recetas caseras de barbacoa paso a paso.

Batera larga y regalo verstil. La base ofrece una duracin de 24 horas, y las sondas se usan 33 horas tras una carga rpida de 10 minutos, suficiente para ahumar a baja temperatura durante todo el da y tustar en casa durante un largo tiempo. Compatible con hornos, freidoras de aire y escenarios de barbacoa al aire libre, este termmetro inalmblico de carne se convierte en un regalo sorpresa prtico para los fanaticos de las barbacoas y los amantes de la cocina en casa en las fiestas.

### Especificaciones

## Specifications

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Model</b>                         | BF70 (single probe) or BF80 (Dual probe) |
| <b>General Description</b>           | Wireless Meat Thermometer                |
| <b>Communications Protocol</b>       | WiFi & 100m Bluetooth Range              |
| <b>Accuracy</b>                      | +/- 1°C (+/- 1.8°F)                      |
| <b>Ambient Operating Temperature</b> | up to 400°C (752°F)                      |
| <b>Battery</b>                       | 1 x 9V battery (included). Rechargeable  |

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Display Type      | 2.4 inch LCD display                                      |
| Power Consumption | Wireless probes: 5 min fast charging for 33+ hours of use |